

Pas brzuszny Corsinel

Wskazania

Pas brzuszny Corsinel jest wyrobem medycznym kompresyjnym, stosowanym do stabilizacji powłok jamy brzusznej w przypadku przepukliny powłok jamy brzusznej, w zapobieganiu wystąpienia przepukliny powłok jamy brzusznej oraz w opiece pooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej – w celu zapewnienia leczniczego ucisku na powierzchnię brzucha. Pas brzuszny Corsinel pomaga pacjentowi w uruchomieniu ruchowym po operacji, zmniejsza ryzyko rozerwania rany pooperacyjnej i wystąpienia obrzęku oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny. Pas brzuszny Corsinel dostępny jest w dwóch wersjach: regulowanego zapinanego pasa „Corsinel Binder” oraz pasa „Corsinel Tube” stosowanego, gdy pacjent jest uruchomiony i nie ma potrzeby częstego kontrolowania rany/przepukliny/ okolicy zagrożonej przepukliną. Pas brzuszny Corsinel należy zmieniać codziennie oraz czyścić/ prać każdorazowo po zabrudzeniu. Wskazówki można uzyskać od chirurga lub pielęgniarki.

Cechy produktu

Przednia część pasa brzuszego Corsinel stabilizuje powłoki brzuszne/ okolicę rany. Silikonowe elementy zapobiegające zwijaniu pasa brzuszego Corsinel uniemożliwiają przesuwanie się pasa w górę i w dół. Górna i dolna część pasa brzuszego wyglądają tak samo. Pas brzuszny w wersji „Corsinel Binder” ma uchwyty ułatwiające założenie pasa. Materiał, z którego wykonany jest pas brzuszny Corsinel przepuszcza powietrze i wilgoć.

Pranie

Pas brzuszny Corsinel należy prać każdorazowo po zabrudzeniu. Zastosowanie wybielacza na bazie chloru lub środków odkażających na bazie chloru może zmniejszać wytrzymałość i funkcjonalność pasa. Przed praniem należy

zapiąć rzep pasa brzuszego „Corsinel Binder” w pozycji „do zewnątrz”. Prac z tkaninami o podobnymi kolorze, w siatce do prania. Pas brzuszny Corsinel można prać w temperaturze 80°C/176°F, lecz dla utrzymania większej wytrzymałości produktu zaleca się temperaturę do 60°C/140°F. Pas brzuszny Corsinel można suszyć w suszarce bębnowej, ustawiając niską temperaturę suszenia.

Środki ostrożności

- Z uwagi na nacisk wywierany przez pas brzuszny, pasa nie należy stosować w czasie długiego bezruchu, przekraczającego 8 godzin.
- Należy upewnić się, że pacjent czuje się komfortowo i produkt nie utrudnia oddychania.
- Należy upewnić się, że cewniki i dreny nie zostały zablokowane lub wyrwane podczas noszenia produktu.
- Należy upewnić się, że produkt nie wywiera nadmiernego ucisku na ranę pooperacyjną.
- W przypadku pilnej potrzeby zdjęcia produktu należy rozciąć go nożyczkami.

Przeciwwskazania do użycia

- Cięża,
- Zespół ciasnoty śródbrzuszej.


Dobieranie rozmiaru

1. Zmierzyć najszerszy obwód ciała w miejscu, w którym zostanie zastosowany pas brzuszny „Corsinel Binder” lub „Corsinel Tube”.
2. Dobrać rozmiar z tabeli rozmiarów (patrz ulotka). Podane rozmiary pozwalają osiągnąć kompromis między stopniem ucisku a wygodą użytkownika. W celu zmiany stopnia ucisku można wybrać inny rozmiar pasa brzuszego. Zapinane pasy brzuszne są produkowane w 7 rozmiarach i w 2 wysokościach.

Wskazówki dotyczące użytkownika można uzyskać od chirurga lub pielęgniarki.

Sposób zakładania pasa brzuszego Corsinel

Góra i dół pasa brzuszego wyglądają tak samo - na produkcie znajduje się szary znacznik, który powinien znaleźć się w środkowej części brzucha pacjenta.



Pas brzuszny zapinany „Corsinel Binder” - samodzielne zakładanie (pacjenci mobilni)




Pas brzuszny „Corsinel Binder” należy zakładać w pozycji stojącej. Włożyć palce do zaczepów, zgodnie z ilustracją. Jedną część zapinanego pasa przytrzymać nieruchomo.



Drugi koniec pasa brzuszego należy umieścić nad rzepem i naciągnąć pas. Pas należy zapiąć poza okolicą przepukliny/ rany, aby uniknąć zbędnego ucisku.



Należy upewnić się, że zapinany pas nie jest zbyt luźny i nie jest pozaginany. W przeciwnym razie należy pas rozpiąć i założyć ponownie. Po założeniu pas brzuszny nie powinien być obracany ani naciągany, gdyż może dojść do naruszenia przepukliny/ rany.




Pas brzuszny „Corsinel Tube” - samodzielne zakładanie (pacjenci mobilni)



Pas brzuszny „Corsinel Tube” należy zakładać tak jak bieliznę, najlepiej w pozycji siedzącej. Należy odwrócić pas na lewą stronę i wciągnąć nieco powyżej bioder.



Następnie można łatwo założyć pas na brzuch, pociągając dolny elastyczny pasek i przesuwając pas brzuszny do właściwego położenia. Po założeniu pas brzuszny nie powinien być obracany ani rozciągany, gdyż może dojść do naruszenia przepukliny/ rany.



Pas brzuszny zapinany „Corsinel Binder” - zakładanie z osobą pomagającą (pacjenci częściowo unieruchomieni)



Należy obrócić pacjenta na bok. Następnie należy umieścić zapinany pas pod plecami pacjenta.



Należy delikatnie położyć przednią, stabilizującą część pasa brzuszego „Corsinel Binder” nad okolicą przepukliny/ rany, w sposób umożliwiający zapięcie pasa poza obszarem przepukliny/ rany (należy zwrócić uwagę na szary znacznik znajdujący się w środkowej części).



Należy włożyć kciuk do uchwytu pasa brzuszego, zgodnie z ilustracją. Jedną część zapinanego pasa przytrzymać nieruchomo.



Drugą ręką naciągnąć pas brzuszny, aby zapiąć rzep.



Należy wyjąć kciuk i włożyć palec do uchwytu w bocznej części pasa brzuszego, a następnie zapiąć rzep.



Zapiąć rzep tak, aby zapinany pas został równo założony.



Należy upewnić się, że zapinany pas brzuszny nie jest zbyt luźny i nie jest pozaginany. W przeciwnym razie należy rozpiąć pas i założyć ponownie. Po założeniu pas brzuszny nie powinien być obracany ani naciągany, gdyż może dojść do naruszenia przepukliny/ rany.